

Termodesinfectadoras 104 y 155



RACK INSTRUMENTAL



RACK PINZAS ROBÓTICAS



RACK BIBERONES



RACK NEBULIZACIÓN



RACK ANESTESIA

La unión
perfecta de
desempeño y
resultado.

MÁS SEGURIDAD PARA TODOS: USUARIOS, PACIENTES Y PROCESO.

Son muchos los beneficios de las Termodesinfectadoras Cisa para la CE. Desinfección de alto nivel, trazabilidad, proceso validado, sistema de barrera, reducción de riesgos laborales, seguridad y, principalmente, productividad para el día a día. Por todo esto, prefiera más agilidad, credibilidad y durabilidad. Elija siempre Cisa.



IDEALES PARA:

HOSPITALES,
CLÍNICAS Y
LABORATORIOS.

LAVAR Y REDUCIR LA
CARGA MICROBIANA
ANTES DE LA
ESTERILIZACIÓN.

ASEGURAR LA
REPETIBILIDAD DEL
PROCESO DE LIMPIEZA.

OPTIMIZAR EL
FLUJO Y EL ESPACIO
EN LA CE.

LAVAR Y DESINFECTAR
UNA GRAN VARIEDAD DE
MATERIALES.

Termodesinfectadoras 104 y 155

VEA POR QUÉ LAS TERMODESINFECTADORAS CISA SON UNA EXCELENTE OPCIÓN.

• Sistemas de seguridad

- Cálculo de letalidad (AO) integrado en la serie que señala el cumplimiento de los parámetros del ciclo con los estándares vigentes.
- Watch Dog es un dispositivo que contribuye a la eficacia de la desinfección de alto nivel mediante la redundancia del sistema de control.
- Reconocimiento automático de carga que garantiza la identificación instantánea del rack utilizado, reduciendo errores y agilizando el proceso.
- Garantía de correcta inyección de hasta 4 aditivos químicos mediante sensores de nivel y flujo.
- El monitoreo de la presión de la bomba de agua asegura la correcta limpieza de los materiales.
- Posibilidad de registrar hasta 100 operadores diferentes con la opción de configurar hasta 50 niveles de accesos cifrados individuales.

• Flexibilidad y agilidad

Los ciclos configurables hasta en 146 parámetros permiten flexibilidad y adaptabilidad de las necesidades actuales y futuras, facilitando la validación del equipo.

• Aislamiento termo-acústico

La puerta de cristal de doble aislamiento proporciona confort térmico y acústico.

• Variedad de racks de carga

Permite diferentes tipos de racks: instrumental, pinzas robóticas*, anestesia, nebulizadores, utensilios, biberones, cristalería, envases y tuberías.

*Sólo disponible para la termodesinfectadora modelo 155.



• Aumente el rendimiento y los resultados con el Sistema Fast.

Un dispositivo opcional con tanques de almacenamiento de agua para acelerar el precalentamiento y llenado de la cámara. Por lo tanto, el proceso gana aún más velocidad y productividad. Disponible solo para el modelo 155.



• Diferenciación Cisa

Servicios al cliente que incluyen: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, repuestos disponibles en la red local autorizada, instalación y capacitación operativa. Además de ello IQ y OQ se entregan con el equipo. Todo proporcionado de forma gratuita, excepto los ítems de consumibles.

LÍNEA *Elegance*



Imagen ilustrativa.

OFREZCA MÁS TECNOLOGÍA CON LAS FUNCIONALIDADES ELEGANCE.



AZUL
Equipo listo para usar.
AZUL INTERMITENTE
Eficiencia energética/Standby.

VERDE
Equipo en funcionamiento.
VERDE INTERMITENTE
Fin de ciclo.

ROJO
Equipo alarmado.

Gestión visual

El acompañamiento del estado del proceso por el panel de control del LED multicolor permite la identificación de funcionamiento, garantizando más seguridad y productividad.

Interactividad

El panel de pantalla de tacto proporciona una mejor interfaz con el usuario y admite el acceso remoto también por el teléfono celular.

Diseño moderno

El diseño exclusivo de los paneles aporta más modernidad para la CE.



We care about life

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222

Obtenga más información:



www.cisabrasile.com.br/es/produutos/hospitalar/termodesinfectadoras

La información contenida en esta
alfombra podrá sufrir modificaciones sin
previo aviso.
CISA 76671 - Rev. 003/AGO2024.