




RETINÓMETRO

► **SK-6500 A - SK-6500 B**

Cataratas, glaucoma, retinopatía

Predicción de la visión preoperatoria, recuperación de la visión postoperatoria

Ambliopía

Identificar diagnósticos, predecir resultados del tratamiento y monitorear las terapias.



Diseño portátil
solo 240g
tamaño pequeño
facil de transportar



Inspección de la función visual
Catarata, glaucoma, etc.
Predicción de la visión preoperatoria



Operación simple
fácil de leer
conveniente y rápido



Rango de visión
Siete niveles de ajuste para una predicción completa de la visión después de la cirugía



Batería
Ambas baterías AA y baterías recargables están disponibles



Fuente de luz
LED
fuente de luz estable
mayor vida útil

	Rango de visión	Patrón de rejilla	Fuente de luz
SK-6500A	0.06, 0.12, 0.32, 0.5, 0.63, 0.8	0°, 45°, 90°,135°	LED
SK-6500B	0.06, 0.12, 0.32, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0	0°, 45°, 90°,135°	LED